

Easy Clean

Lima de polipropileno para instrumentação rotatória.

#25/04

Comprimento: 25mm.

Caixa contendo 48 unidades

Contraindicação e reações adversas:

As limas Easy Clean devem ser utilizadas apenas para limpeza dos canais radiculares.

Precauções:

1. Antes do uso clínico

- Não use velocidade rotacional diferente da sugerida neste manual de instruções.
- A Easy Clean deve ser para uso em um único paciente.
- A reutilização da Easy clean contém riscos de contaminação cruzada, pela possibilidade de uso em diferentes pacientes, quebra devido ao desgaste gerado pelo uso excessivo.
- Descarte da Easy Clean usadas devem ser feitas em um recipiente apropriado para lixo biológico.
- Não use a Easy Clean após o prazo de validade. O produto pode ter a esterilização comprometida após o vencimento.

2. Utilização

É indicado o uso de motor endodôntico com controle de torque.

Rotação Indicada: 10000 a 15000 RPM.

3. Descarte os instrumentos Easy Clean usados em um recipiente apropriado para agulhas de risco biológico.

Composição:

A Easy Clean é composta de Polipropileno

Indicações de uso

É indicado o uso de motor endodôntico com controle de torque.

Advertências

As Limas Easy Clean devem ser manuseadas por profissionais qualificados. Os instrumentos devem ser esterilizados antes do uso. Este produto contém polipropileno e não deve ser usada por pessoas com sensibilidade alérgica conhecida a este material.

Conexão da lima endodôntica ao contra-ângulo:

A Easy Clean deve estar conectada ao contra-ângulo para poder ser usado corretamente. A cabeça do contra-ângulo deve ser aberta e a trava da lima endo conectada por dentro. A cabeça do contra-ângulo deve ser travada e o operador deve verificar se está pronta para uso. Após o uso, o contra-ângulo deve ser destravado e a mesma descartada.

Métodos de limpeza para limas endodônticas:

Produto estéril, esterilizado a óxido de etileno.

Efeitos colaterais:

Nenhum efeito colateral foi relatado.

Apenas para uso dentário



Produzido por Easy Equipamentos Odontológicos - Barão de Paraopeba, 230 - Jardimópolis, Belo Horizonte, MG, Brasil. CEP: 30532-150. Contato: +55 (31) 3328-5550, Ramal: 5571



Keep away from sunlight



Storage temperature 60°C -30°C



Single use only



Keep dry



Sterilize before use



3 years shelf life